

diagnostics HIP reagent

Pomocné činidlo / Auxiliary reagent / Pomocné činidlo / Segédreagens



IVD

SÚHRN A VYSVETLENIE

Súprava HIP reagent je kolorizačným činidlom určeným pre vývin sfarbenia testu HIP v diagnostických súpravách. Podrobnej popis práce s činidlom a interpretácia výsledkov testov je súčasťou pracovného návodu príslušnej diagnostickej súpravy.

PRINCÍP

Substrát hippurát sodný je hydrolyzovaný na konečné produkty glycin a kyselinu benzoovú, ktorá je detektovaná HIP reagentom.

OBSAH SÚPRAVY

- HIP roztok 20 ml (a) (Ref. 3006)
- HIP reagent - navážka pre činidlo (b) (Ref. 3006)
- kvapkadlo
- Informačný leták

PRÍPRAVA ČINIDLA K POUŽITIU

Prelejte roztok „a“ do navážky „b“ a nasadte kvapkadlo. Po rozpustení navážky je činidlo pripravené k použitiu.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Len pre diagnostické použitie *in vitro*.
- Len pre profesionálne použitie.
- Dodržujte presné pracovné návody!
- Všetky vzorky a inokulované produkty sa musia považovať za potenciálne infekčné a pri manipulácii s nimi je treba rešpektovať obvyklé bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov.
- Nepoužívajte produkt po dátume expirácie.
- Pred použitím skontrolujte, či je obal nepoškodený. Poškodené súpravy nepoužívajte.
- Zbytok preeksiprovaného alebo znehodnoteného činidla likvidujte podľa interných predpisov v súlade s platnou legislatívou. Obalové materiály likvidujte ako triedený odpad.

Súprava obsahuje zmes acetón/ butanol (50 % / 50 %) a ninhydrin (100 % navážky).

R11 Veľmi horľavý.

R 20 Zdraviu škodlivý pri vdechovaní.

R 22 Zdraviu škodlivý pri požití.

R 36/R37/R38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu.

S 26 Pri zasiahaní očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S 36 Použite vhodný ochranný odev.

S 45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

PODMIENKY SKLADOVÁNIA

HIP reagent skladujte v tme pri teplote +2 až +8°C. Exspirácia je uvedená na etikete každého balenia. Činidlo pripravené zmiešaním oboch zložiek uchovávajte v tme pri teplote + 2°C až + 8°C po dobu 5 mesiacov alebo do dátumu expirácie – v prípade, že nastane skôr.

Upozornenie: Pri príprave roztoku ninhydrinu sa vyhnite kontaktu s pokožkou. Môže viesť k tvorbe ľahko odstrániteľných trnavých škvŕn.

Dátum poslednej revízie: 8.1.2014

SUMMARY AND EXPLANATION

HIP reagent is reagent used for generation of colour in test HIP in diagnostic kit. Detailed description of work with reagent HIP and interpretation of result of test is part of particular kit manual.

PRINCIPLE

Substrate sodium hippurate is hydrolysed to end product, glycine and benzoic acid, which is detected by HIP reagent.

DIAGNOSTIC KIT CONTAINS

- HIP solution 20 ml (a) (Ref. 3006)
- HIP reagent - solid for reagent (b) (Ref. 3006)
- dropper
- information leaflet

PREPARING OF REAGENT TO USE

Pour solution "a" to solid "b", then put on dropper. After dissolving of solid, reagent is prepared to be used.

WARNINGS AND SECURITY PRECAUTIONS

- For *in vitro* diagnostics use.
- For professional use only
- Follow the instructions exactly!
- All samples and inoculated products has to be considered as potentially infectious and obvious safety valid regulations must be respected while handling.
- Before use, check if the packaging is intact. Do not use damaged kit.
- Leftovers of overexpired or devaluated reagent liquidate according to regulations of your country. Packaging materials are recyclable.

Kit contains mixture of acetone/butanol (50 % / 50 %) and ninhydrin (100 % of solid).

R11: Highly flammable.

R20: Harmful by inhalation.

R22: Harmful if swallowed.

R 36/R37/R38: Irritating eyes, respiratory system and skin.

S 26 In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S 36 Wear suitable protective clothing.

S 45 In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label when possible).

STORAGE

HIP reagent can be stored in dark at temperatures between +2 and +8°C. Expiration date is showed on label of each package.

Reagent prepared by mixing of components can be stored in dark in temperatures between + 2°C and + 8°C for 5 months or till date of expiration – if expiration date finishes earlier.

Warning: When preparing solution of ninhydrin avoid contact with skin. Contact leads to formation of spots that are hard to remove.

Last revision date: 8.1.2014

SOUHRN A VYSVĚTLENÍ

Souprava HIP reagent je kolorizačným činidlom určeným pro vývin zbarvení testu HIP v diagnostických soupravách. Podrobnej popis práce s činidlom a interpretace výsledku testu je součástí pracovního návodu příslušné diagnostické soupravy.

PRINCIP

Substrát hippurát sodný je hydrolyzován na konečné produkty glycín a kyselinu benzoovou, která je detekována HIP reagentem.

OBSAH SOUPRAVY

- HIP roztok 20 ml (a) (Ref. 3006)
- HIP reagent - navážka pro činidlo (b) (Ref. 3006)
- Informační leták

PŘÍPRAVA ČINIDLA K POUŽITÍ

Přejít roztok „a“ do navážky „b“ a nasadte kapátko. Po rozpustení navážky je činidlo připraveno k použití

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.
- Pouze pro profesionální použití.
- Dodržujte přesně pracovní návod!
- Veškeré vzorky a inokulované produkty se musí považovat za potenciálně infekční a pří manipulaci s nimi je třeba respektovat obvyklá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.
- Nepoužívejte produkt po datu expirace.
- Před použitím zkонтrolujte, zda je obal nepoškozen. Poškozené soupravy nepoužívejte.
- Zbytky proexspirovaného nebo znehodnoceného činidla likvidujte dle interních předpisů v souladu s platnou legislativou. Obalové materiály likvidujte jako tříděný odpad.

Souprava obsahuje směs acetona/ butanol (50 % / 50 %) a ninhydrin (100 % navážky).

R11: Velmi hořlavý.

R 20: Zdraví škodlivý při vdechování.

R 22: Zdraví škodlivý při požití.

R 36/R37/R38: Dráždi oči, dýchací orgány a kůžu.

S 26: Při zasazení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lekárskou pomoc.

S 36: Použijte vhodný ochranný odev.

S 45: V případě úrazu, nebo necítíte – li se dobře, okamžitě vyhledejte lekárskou pomoc (je-li možno, ukážte toto označení).

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

HIP reagent skladujte v temnu při teplotě +2 až +8°C. Expirace je uvedena na etiketě každého balení.

Činidlo připravené zmiešaním oboch zložiek uchovávajte v temnu při teplotě + 2°C až + 8°C po dobu 5 měsíců nebo do data expirace – v případě, že nastane dříve.

Upozornění: Při přípravě roztoku ninhydrinu se vyhněte kontaktu s pokožkou. Může dojít k tvorbě řádkovitých trnavých škvŕn.

Datum poslední revize: 8. 1. 2014

ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT

A HIP reagentet szímképzőként alkalmazzuk diagnosztikai készletekben. A HIP reagens felhasználási módjának leírása és a kiértékelés a diagnosztikai készletek használati utasításának részét képezi

AZ ELJÁRÁS ELVE

A nátrium hippurát hidrolízise során glicin és benzoéas keletkezik, amit a HIP reagens segítségével mutatunk ki.

A KÉSZLET TARTALMA

- HIP (a) összetevő - oldat (20 ml) (Ref. 3006)
- HIP reagens (b) összetevő - por (nihydrin) (Ref. 3006)
- csepegtető
- információs útmutató

ELŐKÉSZÍTÉS

Töltsük az „a“ oldat összetevőt a „b“ portátlasmazó flakonba.

Feltesszük rá a csepegtetőt. A b összetevő feloldódása után a szer használható.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSAGI RENDELKEZESEK

- Kizárolag *in vitro* diagnosztizáláshoz.
- Kizárolag professzionális felhasználásra.
- Tartsuk be a pontos munkamenetet!
- minden minta potenciálisan fertőzőnek tekintendő, kövesse a fertőző anyagok kezeléséhez előírt biztonsági előírásokat.
- Lejtjük szavatosságú termékét ne használjunk.
- Használálat előtt ellenőrizzük a csomagolást. Sérült csomagolású termékét ne használjunk.
- A lejtjük szavatosságú vagy sérült csomagolású reagenset a munkahely belső előírásainak megfelelően, az érvényes rendeleket szerint semmisítse meg. A csomagolányot szelktív hulladékként tároltsuk el.

A készlet acetón / butanol (50 % / 50 %) keverékét és ninhydrint tartalmaz.

R 11: Tűzeszélyes.

R 20: Belélegezte ártalmas.

R 22: Lenyelve ártalmas.

R 36 / R37 / R38: Szem- és bőrígazgató hatású, izgatja a légitakat.

S 26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 36: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

S 45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvos kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

TÁROLÁS

A HIP reagenst sötét helyen, +2 - +8°C hőmérsékleten tároljuk.

A szavatossági idő a csomagoláson van feltüntetve.

A feloldott reagenst sötét helyen +2 - +8 °C hőmérsékleten tároljuk és a feloldástól számított 5 hónapon belül vagy a szavatossági idő lejáratig használjuk fel.

Figyelemzettés: Nihydrin oldat készítéskor kerülje a bőrrel való érintkezést. A bőr felületén nehezen eltávolítható sötét foltok keletkezhetnek.

Ellenőrizve: 8.1.2014