

MINI CUBE

ESR pro malé laboratoře a ordinace lékařů | výsledky za 20 min | přímo ze zkumavek na krevní obraz | detekce pediatrických vzorků



Analýza bez použití citrátových zkumavek

Testování přímo ze zkumavek na krevní obraz s automatickou detekcí pediatrických vzorků

Uživatelsky přívětivý

Kontinuální vkládání vzorků, ovládání přes dotykovou obrazovku, připojení k LIS, možnost úpravy hodnoty ESR pro vzorky s hematokritem <40%

Přátelský k životnímu prostředí

Bez produkce odpadních materiálů a dalších nákladů na likvidaci tekutého odpadu

VÝROBCE:


DIESSE
DIESSE

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:

BGI **BioVendor**
LM[®]

DAS 28

Výpočet skóre aktivity onemocnění Disease Activity Score 28 (DAS 28) pro monitorování pacientů s revmatoidní artritidou je k dispozici v rezidentním softwaru.



Technické specifikace a příslušenství

Rozměry	135x191x125 mm (šxvxh)
Hmotnost	1,5 kg
Obrazovka	dotykový panel
Čtečka čárových kódů	automatická, interní
Provozní teplota	+ 5° až + 40°C
Relativní vlhkost	od 20% do 80%, nekondenzující
Držák kyvet	4 označené pozice pro příslušné kyvety
Testovací set next	500 testů/1000 testů
ESR kontroly	4 x 9 ml/ 2 x 9 ml
Bluetooth mini tiskárna	
Externí čtečka čárového kódu	

Termopapír



BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,
Česká republika
+420 549 124 143
www.biovendor.cz

