

SÚHRN A VYSVETLENIE

Parafínový olej je pomocným prípravkom pre diagnostické súpravy obsahujúce testy prebiehajúce za obmedzeného prístupu kyslíku. Podrobný popis práce s parafínovým olejom je uvedený v jednotlivých pracovných návodoch diagnostických súprav.

OBSAH SÚPRAVY

- Parafínový olej 20 ml (Ref. 3001)
- informačný leták

VAROVNIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- **Len pre diagnostické použitie *in vitro*.**
- **Len pre profesionálne použitie.**
- Dodržujte presne pracovný návod!
- Všetky vzorky a inokulované produkty sa musia považovať za potenciálne infekčné a pri manipulácii s nimi je treba rešpektovať bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov.
- Nepoužívajte produkt po dátume expirácie. Pred použitím skontrolujte, či je obal nepoškodený. Poškodené súpravy nepoužívajte.
- Zbytok preexspirovaného alebo znehodnoteného činidla likvidujte podľa interných predpisov v súlade s platnou legislatívou.
- Obalové materiály likvidujte ako triedený odpad.

Súprava obsahuje parafínový olej (100 %)

PODMIENKY SKLADOVANIA

Parafínový olej je možno skladovať v tme pri teplote +2 až +25°C Exspirácia je uvedená na tikete každého balenia.

Dátum poslednej revízie: 29. 05. 2012

SUMARY AND EXPLANATION

Paraffin oil is auxiliary appliance for diagnostic kits containing tests running under limited access of oxygen. Detailed description of work with paraffin oil is part of particular kit manual.

DIAGNOSTIC KIT CONTAINS

- paraffin oil 20 ml (Ref.3001)
- information leaflet

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

- **For *in vitro* diagnostics use.**
- **For professional use only.**
- Follow the instructions exactly!
- All samples and inoculated products have to be considered as potentially infectious and obvious safety valid regulations must be respected while handling.
- Before use, check if the packaging is intact. Do not use damaged kit.
- Leftovers of overexpired or devaluated reagent liquidate according to regulations of your country.
- Packaging materials are recyclable.

Kit contains paraffin oil (100 % of volume)

STORAGE

Paraffin oil can be stored in temperatures between +2 and +25°C. Expiration date is showed on label of each package.

Last revision date: 29. 05. 2012

SOUHRN A VYSVĚTLENÍ

Parafínový olej je pomocným přípravkem pro diagnostické soupravy obsahující testy probíhající za omezeného přístupu kyslíku. Podrobný popis práce s parafínovým olejem je uveden v jednotlivých pracovných návodoch diagnostických souprav.

OBSAH SOUPRAVY

- Parafínový olej 20 ml (Ref.3001)
- informační leták

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.**
- **Pouze pro profesionální použití.**
- Dodržujte přesně pracovní návod!
- Veškeré vzorky a inokulované produkty se musí považovat za potenciálně infekční a při manipulaci s nimi je třeba respektovat obvyklá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.
- Nepoužívejte produkt po datu expirace.
- Před použitím zkontrolujte, zda je obal nepoškozen. Poškozené soupravy nepoužívejte.
- Zbytky proexspirovaného nebo znehodnoceného parafinového oleje likvidujte dle interních předpisů v souladu s platnou legislatívou. Obalové materiály likvidujte jako tříděný odpad.

Souprava obsahuje objemově parafinový olej (100 %).

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Parafinový olej je možno skladovat v temnu při teplotě +2 až +25°C Exspirace je uvedena na etiketě každého balení.

Datum poslední revize : 29. 05. 2012

ÖSSZEZÉS ÉS MAGYARÁZAT

A paraffinolaj diagnosztikai szettek részét képezi. Segédkészítményként szerepel azon teszteknél, amelyek korlátozott mennyiségű oxigén jelenlétében zajlanak le.

A KESZLET TARTALMA

- paraffinolaj (20 ml) (Ref.3001)
- információs útmutató

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

- **Kizárólag *in vitro* diagnosztizáláshoz.**
- **Kizárólag professzionális felhasználásra.**
- Tartsuk be a pontos munkamenetet!
- Minden minta potenciálisan fertőzőnek tekintendő, kövesse a fertőző anyagok kezeléséhez előírt biztonsági előírásokat.
- Lejárt szavatosságú terméket ne használjunk.
- Használat előtt ellenőrizzük a csomagolást. Sérült csomagolású terméket ne használjunk.
- A lejárt szavatosságú vagy sérült csomagolású reagenst a munkahely belső előírásainak megfelelően, az érvényes rendeletek szerint semmisítsük meg. A csomagolóanyagot szelektív hulladékként távolítsuk el.

A készlet paraffinolajat tartalmaz (100%).

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

A paraffinolajat sötét helyen +2 - +25 °C tároljuk.

A szavatossági idő a csomagoláson van feltüntetve.

Ellenőrizve: 29. 05. 2012