

CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATO DI ANALISI

VersaTREK<sup>®</sup> MYCO GS, REF 7112-42

**Appearance:** Light amber, clear liquid with no precipitate.

**pH:** 6.8 ± 0.2

**Cultural Response:** VersaTREK MYCO GS was added to VersaTREK MYCO (7111-42) per label directions. Bottles were inoculated with the test organisms, vented by attaching a VersaTREK Connector, and incubated in the VersaTREK or ESP<sup>®</sup> Culture System II for up to 14 days. A positive response was obtained within 14 days.

<u>ORGANISM</u>	<u>ATCC<sup>®</sup></u>	<u>RESPONSE</u>
<i>Mycobacterium fortuitum</i>	6841	positive
<i>Mycobacterium intracellulare</i>	13950	positive
<i>Mycobacterium kansasii</i>	12478	positive
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	19981	positive
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> H37Ra	25177	positive

Organisms listed represent the minimum used for performance testing.  
This lot conforms with TREK's quality assurance criteria.

**Aspecto:** Ámbar claro, líquido claro sin precipitados.

**pH:** 6.8 ± 0.2

**Respuesta de cultivo:** VersaTREK MYCO GS se añadió a VersaTREK MYCO (7111-42) según las instrucciones de la etiqueta. Se inocularon los frascos con los organismos de prueba, se purgaron conectando un VersaTREK Connector y se incubaron en el VersaTREK o ESP<sup>®</sup> Culture System II durante un período de hasta 14 días. Se obtuvo una respuesta positiva antes de las 14 días.

<u>ORGANISMO</u>	<u>ATCC<sup>®</sup></u>	<u>RESPUESTA</u>
<i>Mycobacterium fortuitum</i>	6841	positivo
<i>Mycobacterium intracellulare</i>	13950	positivo
<i>Mycobacterium kansasii</i>	12478	positivo
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	19981	positivo
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> H37Ra	25177	positivo

Los organismos indicados representan el mínimo utilizado para la comprobación del rendimiento.  
Este lote se ajusta a los criterios de Garantía de Calidad de TREK.

**Aspetto:** Ambra chiaro, liquido limpido con assenza di precipitato.

**pH:** 6.8 ± 0.2

**Risposta culturale:** In conformità alle indicazioni riportate sull'etichetta è stato aggiunto VersaTREK MYCO GS a VersaTREK MYCO (7111-42). I flaconi sono stati inoculati con gli organismi del test, svuotati collegando un VersaTREK Connector e incubati fino a 14 giorni nel VersaTREK o nell'ESP<sup>®</sup> Culture System II. Entro 14 giorni è stata ottenuta una risposta positiva.

<u>ORGANISMO</u>	<u>ATCC<sup>®</sup></u>	<u>RISPOSTA</u>
<i>Mycobacterium fortuitum</i>	6841	positivo
<i>Mycobacterium intracellulare</i>	13950	positivo
<i>Mycobacterium kansasii</i>	12478	positivo
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	19981	positivo
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> H37Ra	25177	positivo

Gli organismi elencati rappresentano il minimo utilizzato per l'esecuzione del test.  
Questo lotto è conforme ai criteri di garanzia di qualità TREK.



982 Keynote Circle, Suite 6, Cleveland, Ohio 44131, USA  
800-871-8909  
Units 17 - 19, Birches Industrial Estate, East Grinstead, West Sussex, RH19 1XZ, UK

LOT

