



Centrifuga **Combispin FV-2400N** je univerzální centrifugou pro všechny klinické i průmyslové laboratoře.

Umožňuje simultánní vortexování a centrifugaci vzorků. Vortexový modul je umístěn uprostřed centrifugační hlavice.

Centrifuga je uzavřena víkem, se zabudovaným systémem autostop při otevření víka za chodu přístroje.

Specifikace:		
Rychlost centrifugace (fix):	2 800 rpm	3 500 rpm
Maximální RCF:	450 x g	700 x g
Kontinuální a pulsní pracovní režim.		
Bezpečnostní opatření:	automatické zastavení při otevření víka	
Vnější rozměry: (Š x H x V)	190 x 235 x 125 mm	
Hmotnost:	1,7 kg	
Požadavky na napájení:	230 V, 50 Hz	230 V, 60 Hz
Příkon (230 V):	30 W (0,13 A)	25 W (0,1 A)

Katalogová čísla:

Centrifuga Combispin
včetně standardních rotorů **R-1,5 a R-0,5/0,2** **FV-2400N**

Variabilní rotory pro Combispin (kat. č. FVL-2400N)

Typ rotoru	Popis	Kapacita	Druh	Katalog. číslo
1 R-0,5/0,2	12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml mikrozkušavky	24 ks	standard	R-0,5/0,2
2 R-1,5	12 x 1,5 ml mikrozkušavky	12 ks	standard	R-1,5
3 R-2/0,5	8 x 2 ml + 8 x 0,5 ml mikrozkušavky	16 ks	volitelný	R-2/0,5
4 R-2/0,5/0,2	6 x 2 ml + 6 x 0,5 ml + 6 x 0,2 ml mikrozkušavky	18 ks	volitelný	R-2/0,5/0,2
5 SR-16	stripy 2 x 8 po 0,2 ml	16 ks	volitelný	SR-16

1 R-0.5/0.2



2 R-1.5



3 R-2/0.5



4 R-2/0.5/0.2



5 SR-16

