

Bezpečnostní list

v souladu se směrnicí EU č. 1907/2006

Datum vydání: 16.12.2008

Nahrazuje verzi z. 23.9.2008

1. Identifikace látky/přípravku a výrobce

Název produktu:	Enteroclons / Test Reagents / Test Sera Anti Coli
Katalogové číslo:	TS2111 – TS 2222, TR 2121 – TR 2311 TS 2401, TS 2402, TS 2403 TS 2501, TS 2502, TS 2503 Testovací reagentie / testovací séra pro použití při sérologické identifikaci E. coli s použitím skličkové aglutinace
Výrobce/dodavatel:	SIFIN Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Berlin Berliner Allee 317-321 D-13088 Berlin, Germany
Dovozce:	BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice, Česká republika Tel: +420 549 124 111, e-mail: sekretariat@biovendor.cz
Nouzové telefonní číslo:	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02

2. Identifikace nebezpečí

V souladu se směrnicí 1999/45/ES (Nebezpečné chemické látky/přípravky) není tento produkt klasifikován jako nebezpečný.

3. Složení / informace o složkách

Testovací reagentie jsou sestaveny ze směsi absorbovaných sér z imunizovaných králíků a monoklonálních protilátek.

Nebezpečné složky:

Popis:	CAS.č.	EC č.	EC index	Klasifikace	Obsah (% hmotnosti)
Azid sodný	26628-22-8	247-852-1	011-004-00-7	T+, R28, R32 N, R50/53	< 0.1

Produkt obsahuje < 0.1% azidu sodného a nepodléhá požadavkům na označování.

4. Pokyny pro první pomoc

Kontakt s pokožkou:	omýt velkým množstvím vody
Kontakt s očima:	vypláchnout oči vodou, víčka nechat při vyplachování otevřená
Vdechnutí:	nevztahuje se
Požítí:	vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, v případě zhoršení zdravotního stavu vyhledat lékařskou pomoc

Katalogové číslo: TS2111 – TS 2222, TR 2121 – TR 2311
TS 2401, TS 2402, TS 2403
TS 2501, TS 2502, TS 2503
Název produktu: Enteroclons / Test Reagents / Test Sera Anti Coli
Datum vydání: 16.12.2008

5. Pokyny pro správný hasební zásah

Vhodná hasiva: použít stejná hasiva jako při požáru okolí

Zvláštní nebezpečí: žádné

6. Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob: zabránit kontaktu s očima a pokožkou
Osobní ochranné prostředky viz. kapitola 8

Čištění: pokrýt absorpčním materiálem, likvidace dle platné legislativy

7. Zacházení a skladování

Zacházení: viz návod k použití

Skladování: pevně uzavřené obaly chránit před světlem, skladovat při teplotě 2 - 8°C

8. Kontrola expozice a ochrana osob

Obecná ochranná a hygienická opatření

Dodržovat obecná pravidla pro práci s chemickými látkami. Nosit ochranný pracovní oděv. Nejíst a nepít během práce s přípravkem. Vyměňovat kontaminovaný oděv. Po ukončení práce s přípravkem důkladně umýt ruce.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacího ústrojí: není nutná

Ochrana rukou: jednorázové ochranné rukavice

Ochrana očí: není nutná

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství: lyofilizát
Barva: nažloutlá až jantarová
Zápach: bez zápachu
Hodnota pH: 7,0 – 7,5 (při 25°C)
Bod varu: neuvedeno
Bod vzplanutí: neuvedeno
Hustota par: neuvedeno
Specifická hmotnost: neuvedeno

Katalogové číslo: TS2111 – TS 2222, TR 2121 – TR 2311
TS 2401, TS 2402, TS 2403
TS 2501, TS 2502, TS 2503

Název produktu: Enteroclons / Test Reagents / Test Sera Anti Coli

Datum vydání: 16.12.2008

10. Stabilita a reaktivita

Nepřípustné podmínky: teploty nižší než 2°C a vyšší než 8°C, nadměrné teplo, zmraznutí

Nepřípustné materiály: olovo, měď

Nebezpečné produkty rozkladu: data nejsou k dispozici

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:
Toxikologická data k tomuto přípravku nejsou k dispozici.

Tento přípravek je klasifikován v souladu se směrnicí EU o nebezpečných látkách / přípravcích (67/548/EHS naposledy změněné 1999/45/ES) jako

přípravek není nebezpečný

Nicméně s přípravkem by se mělo zacházet s opatrností obvyklou při práci s biologickým materiálem.

Další toxikologické informace:
Nebezpečné vlastnosti jsou nepravděpodobné.

12. Ekologické informace

Ekotoxicita:
data nejsou k dispozici

Jiné škodlivé vlastnosti:
při správném zacházení a používání se žádné ekologické problémy neočekávají

13. Opatření o odpadu

Likvidace v souladu s platnou legislativou, kontaminované obaly musí být zlikvidovány stejným způsobem jako přípravek.

14. Informace o dopravě

Žádné zvláštní požadavky na dopravu.

15. Informace o právních předpisech

Označování v souladu se předpisy EU o nebezpečných látkách.

Symbol: žádný
R-věty: žádné
S-věty: žádné

Katalogové číslo: TS2111 – TS 2222, TR 2121 – TR 2311
TS 2401, TS 2402, TS 2403
TS 2501, TS 2502, TS 2503
Název produktu: Enteroclons / Test Reagents / Test Sera Anti Coli
Datum vydání: 16.12.2008

16. Další informace:

R28 vysoce toxický při požití
R32 uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R50/53 vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Výše uvedené informace vycházejí z údajů, které nám jsou dostupné a o jejichž správnosti jsme přesvědčeni. Vztahují se výhradně k označeným produktům a nevypovídají o jejich kvalitě. Povinností uživatele je, se přesvědčit, že uvedené informace jsou kompletní a v souladu se zamýšleným použitím.