

## Novinka na trhu. Autokláv Steamjet.

Steamjet je autokláv určený na sterilizáciu nástrojov používaných vo výskume, v medicínskom zariadení, zubármi, chirurgmi, v tetovacom alebo kozmetickom štúdiu. Ide o autokláv triedy B.

STEAMJET



### Filozofia práce.

Vzhľadom k okamžitému procesu sterilizácie, akýkoľvek potrebný nástroj môže byť ihneď sterilizovaný.

### Tichý a kompaktný.

STEAMJET sa pýši kompaktným dizajnom, malými rozmermi a tichým chodom. Je vždy po ruke a pripravený k použitiu.

### Osobný.

STEAMJET autokláv je vhodný pre odborné sterilizačné cykly, vďaka CUSTOM programu.

### Certifikovaný.

Steamjet je certifikovaný smernicou CE, teda vhodný ako zdravotnícke zariadenie.



## Dotykový displej.

Všetky funkcie sú ovládané pomocou dotykového obrazovky, na ktorej sa zobrazuje priebeh sterilizačného procesu.



## Sterilizačné cykly.

Program	NEZABALENÉ NÁSTROJE	ZABALENÉ NÁSTROJE	VLASTNÝ CYKLUS
Teplota sterilizácie	134°C	134°C	115-140°C
Podtlak	3	3	0-5
Doba sterilizácie	5 min	6 min	2-30 min
Doba sušenia	-	7 min	0-15 min
Celková doba procesu	7 min	15 min	-

## Prezentácia zadarmo.

Navštívime Vaše laboratórium a zadarmo predvedieme prácu s autoklávom Steamjet. Kontaktujte nás na telefónom čísle 00421 907 205 061 alebo emailom [info@gtrade.sk](mailto:info@gtrade.sk).

