

Qualitätskontrollzertifikat

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM NACH DIN EN ISO 9001 UND DIN EN ISO 13485

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321 13088 Berlin, Germany

T: +49 30 927 030-0 F: +49 30 927 030-30 info@sifin.de www.sifin.de

Produkt

Anti-Yersinia enterocolitica O 3

Artikelnummer

TS 1701

Packungseinheit

1 ml

Chargenbezeichnung

34 03 15

Verwendbar bis

2020-03

Zweckbestimmung

Agglutiniert in der Objektträgeragglutination alle Yersinia

enterocolitica-Stämme, die das Antigen O 3 besitzen.

Spezifität

Keine Agglutination mit heterologen Yersinia enterocolitica

O-Antigenen und ausgewählten Vertretern anderer

Enterobacteriaceae.

Konservierungsmittel

Natriumazid 0,9 mg/ml

Lagerung

2 °C...8 °C

Berlin, 13.04,15

Ort, Datum

Unterschrift Kontrollleiter