



Coag M

Nejmenší automatický koagulometr pro vaši laboratoř

- 110 PT testů/hod*
- kontinuální přístup
- koagulační, chromogenní a imunologické testy

VÝROBCE:



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:



Vlastnosti

- Optická detekce koagulace, imunologické a chromogenní testování v random access módu
- Zvýšený výkon: až 110 PT/hod*
- Master kalibrační křivky (dodávané výrobcem) pro rutinní testy a D-dimer, automatické ředění, funkce automatického reflexního testování / opakování
- Nakloněný držák reagensů pro snížení mrtvých objemů
- Současné použití více šarží reagensů
- Integrovaná čtečka čárových kódů
- Volitelný 24/7 vzdálený přístup v reálném čase
- Statimové pozice pro vzorky
- Maximální kapacita: 40 vzorků / 250 kyvet

*měřeno pomocí testu Diagon Dia-PT Recombinant

Hardware

- Integrovaný 10palcový barevný dotykový LCD displej
- 7 chlazených + 2 reagenční pozice
- Unikátní transportní systém kyvet
- Obousměrné připojení LIS

Software

- Inovativní uživatelské rozhraní
- Vícejazyčný software
- Inteligentní QC menu
- Rozšířená úroveň uživatelského přístupu a ochrana heslem

Technické parametry

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Rozměry: | 860 × 650 × 600 mm (v × š × h) |
| Hmotnost: | 64 kg |
| Zdroj napájení: | AC 100 – 250 V |
| Výstup dat: | 4 USB rozhraní, síťové rozhraní |
| Inkubační blok: | 37 °C ± 0,1 °C |
| Vlnové délky: | 405 nm, 570 nm a 640 nm |

