



Název výrobku: **Fyziologický roztok + tween - 25ml**
Kód výrobku: **98269**
Zkratka výrobku: **R-FRT25**

Návod k použití

Použití:

Ředící roztok.

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Chlorid sodný	9,0
Tween 80	1,0

Uchovávání:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.


Pracovní postup:

Roztok je připraven k přímému použití dle standardního postupu.

Balení výrobku:

Roztok o objemu 25ml plníme do plastové nádoby se zamačkávacím víčkem.

Datum účinnosti: 1.1.2011
Vydání: 2
Výtisk: 1
Strana: 1 (celkem 1)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR

