



Název výrobku: **Fosfátový pufr 500 ml**

Kód výrobku: **98285**

Zkratka výrobku: **R-FP500**

Návod k použití

Použití:

Ředící roztok.

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Dihydrogenfosforečnan draselný 4,84

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát 11,13

Výsledné pH 6,8 ± 0,1

Uchování:

Médium uchovávat při pokojové teplotě.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Pracovní postup:

Roztok je připraven k přímému použití dle standardního postupu.

Balení výrobku:

Roztok o objemu 500 ml plníme do NTS láhve.