



## TEST DEVICE NEXT

(RU)

Для перезарядки анализов на оседание эритроцитов, выполняемых с помощью приборов MINI-CUBE, Cube 30 touch и VES-Matic 5.

### 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Специальное устройство с радиочастотным транспондером.

Используется только один раз.

Позволяет перезаряжать анализы на оседание эритроцитов, выполняемые с помощью приборов MINI-CUBE, Cube 30 touch и VES Matic 5.

### 2. ВВЕДЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА

При установке тестового устройства Next прибор заряжается на столько исследований, сколько указано в **REF**.

### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Отработанное тестовое устройство Next следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством об электронном оборудовании.

#### Предупреждения

Тестовое устройство Next можно использовать для зарядки только один раз, после чего оно больше не распознается прибором.

### 4. СОДЕРЖИМОЕ

<b>REF</b>	10293	1 пробирка на 500 тестов
<b>REF</b>	10294	1 пробирка на 1000 тестов
<b>REF</b>	10296	1 пробирка на 5000 тестов
<b>REF</b>	10297	1 пробирка на 10000 тестов

### 5. ПРОЦЕДУРА

В приборах имеется RF (радиочастотный) считыватель, который, считывая данные с транспондера, обновляет внутренний счетчик проводимых анализов. Анализы загружаются каждый раз в количестве, предусмотренном руководством тестового устройства Next.

Процедуру зарядки см. в пользовательском руководстве своего прибора.

### 6. ОГРАНИЧЕНИЯ

Тестовое устройство Next можно использовать на MINI-CUBE, Cube 30 touch и VES Matic 5.



## TEST DEVICE NEXT

(CS)

Pro načtení testů sedimentace erytrocytů prováděných na přístrojích MINI-CUBE, Cube 30 touch a VES-Matic 5.

### 1. POUŽITÍ

Speciální zařízení s RF transpondérem.

Lze použít pouze jednou.

Umožňuje opětovné načtení testů sedimentace erytrocytů provedených v přístrojích MINI-CUBE, Cube 30 touch a VES-Matic 5.

### 2. ÚVOD A PRINCIP METODY

Po vložení testovacího zařízení Next se přístroj dobije na tolik vyšetření, kolik je uvedeno v **REF**.

### 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vyčerpané testovací zařízení Next musí být zlikvidováno v souladu s platnými právními předpisy o elektronických zařízeních.

#### Varování

Testovací zařízení Next lze použít k nabíjení pouze jednou, poté již není přístrojem rozpoznáno.

### 4. OBSAH

<b>REF</b>	10293	1 zkumavka s 500 testy
<b>REF</b>	10294	1 zkumavka s 1 000 testy
<b>REF</b>	10296	1 zkumavka s 5 000 testy
<b>REF</b>	10297	1 zkumavka s 10 000 testy

### 5. POSTUP

V přístrojích je RF (radiofrekvenční) čtečka, která načítáním dat z transpondéru aktualizuje interní počítadlo vyšetření, která lze provést, a pokaždé načte počet vyšetření předpokládaný v kódu testovacího zařízení Next.

Postup nabíjení naleznete v uživatelské příručce přístroje.

### 6. OMEZENÍ

Testovací zařízení lze použít v přístrojích MINI-CUBE, Cube 30 touch a VES Matic 5.