

CUBE 30 touch

Systém SED-RATE | 30 výsledků do 25 min | pomocí modifikované
 Westergrenovy metody | přímo ze zkumavek na krevní obraz



VÝROBCE:

DIESS
DIESS

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:



BioVendor
LM[®]

Vlastnosti

- přímé stanovení ze vzorků plné krve / EDTA
- automatická detekce pediatrických zkumavek
- ovládání pomocí dotykové obrazovky (touch screen)
- kompaktní velikost
- bez odpadních kapalin



Výhody



Analýza bez nutnosti použití speciálních typů zkumavek

Analýza se provádí ze vzorků plné krve nebo EDTA

Přátelský k životnímu prostředí sníženou potřebou likvidace odpadu

Automatizovaný systém pro přímé stanovení ESR ve vzorcích plné krve, stejných jako pro krevní obraz.

Uživatelsky přívětivý

- až 30 vzorků lze vložit současně
- 30 výsledků za méně než 25 minut
- vestavěná čtečka čárových kódů
- jednoduchý k používání
- zkrácená standardizace doby TAT
- míchání vzorků v přístroji
- 10palcový barevný dotykový monitor
- inovativní grafické rozhraní
- rychlá doba TAT



Technické specifikace

Napájení	110 do 230 VAC (50 – 60Hz)
Příkon	max 100 W
Display	10,1" široký, vertikálně orientovaný
Hladina hluku	< 80 Db
Čtečka čárových kódů	automatická, interní
Míchání vzorků	v přístroji, pomocí převrácení zkumavek
Rozměry	450 × 390 × 297 mm (w × h × d)
Hmotnost	14 kg
Provozní teplota	+ 15° až + 35°C
Relativní vlhkost	od 20% do 80%, nekondenzující

Příslušenství

Testovací set next 500	500 testů
Testovací set next 1K	1000 testů
Testovací set next 5K	5000 testů
Testovací set next 10K	10.000 testů
ESR kontrola	4 × 9 ml
ESR kontrola	2 × 9 ml
Externí čtečka čárového kódu	
Termopapír	



FOLLOW US

BIOVENDOR.GROUP

BioVendor **LM[®]**

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,

Česká republika

+420 549 124 111

www.biovendor.cz



Eva Dostalíková

Customer Support Specialist

Clinical Chemistry & Hematology

+420 549 124 143

dostalikova@biovendor.cz