

CUBE 30 touch

Systém SED-RATE | 30 výsledků do 25 min | pomocí modifikované
Westergrenovy metody | přímo ze zkumavek na krevní obraz



VÝROBCE:

DIESSE
DIESSE

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:

B
G | **BioVendor**
LM®



FOLLOW US


BIOVENDOR.GROUP

Vlastnosti

- **přímé stanovení ze vzorků plné krve / EDTA**
- **průběžné i sériové vkládání vzorků**
- **automatická detekce pediatrických zkumavek**
- **ovládání pomocí dotykové obrazovky (touch screen)**
- **malá velikost**
- **bez odpadních kapalin**



Výhody



Analýza bez nutnosti použití speciálních typů zkumavek

Analýza se provádí ze vzorků plné krve nebo EDTA

Automatizovaný systém pro přímé stanovení ESR ve vzorcích plné krve, stejných jako pro krevní obraz.

Přátelský k životnímu prostředí sníženou potřebou likvidace odpadu

Uživatelsky přívětivý

- až 30 vzorků lze vložit současně
- 30 výsledků za méně než 25 minut
- vestavěná čtečka čárových kódů
- jednoduchý k používání
- zkrácená standardizace doby TAT
- míchání vzorků v přístroji kompletním převrácením zkumavek
- 10palcový barevný dotykový monitor
- inovativní grafické rozhraní
- rychlá doba TAT



Technické specifikace

Napájení	110 do 230 VAC (50 – 60Hz)
Příkon	max 100 W
Display	10,1" široký, vertikálně orientovaný
Hladina hluku	< 80 Db
Čtečka čárových kódů	automatická, interní
Míchání vzorků	v přístroji, pomocí převrácení zkumavek
Rozměry	450 × 390 × 297 mm (w × h × d)
Hmotnost	14 kg
Provozní teplota	+ 15° až + 35°C
Relativní vlhkost	od 20% do 80%, nekondenzující

Příslušenství

Testovací set next 500	500 testů
Testovací set next 1K	1000 testů
Testovací set next 5K	5000 testů
Testovací set next 10K	10.000 testů
ESR kontrola	4 × 9 ml
ESR kontrola	2 × 9 ml
Externí čtečka čárového kódu	
Termopapír	



FOLLOW US

BIOVENDOR.GROUP



BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,
Česká republika
+420 549 124 111
www.biovendor.cz



Mgr. Viktor Valtera

Key Account Manager
Jižní a střední Morava
+420 606 646 829
valtera@biovendor.cz