



## Bezpečnostní list podle směrnice 91/155/EHS

### BORDETELLA SUPPLEMENT

#### 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce

Výrobek: BORDETELLA SUPPLEMENT  
Kat. číslo: 6015

Výrobce: Laboratorios Conda, S.A.  
C/ Forja, 9 – 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) Španělsko

Dovozce: BioVendor – Laboratorní medicína a.s.  
CTPark, Evropská 873, 664 42 Modřice  
Tel.: +420 549 124 111, Fax: +420 549 211 465  
[www.biovendor.cz](http://www.biovendor.cz), [sekretariat@biovendor.cz](mailto:sekretariat@biovendor.cz)

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko +420 224 91 92 93  
+420 224 91 54 02  
NEPŘETRŽITĚ

#### 2. Informace o složení přípravku

Chemický název	CAS/CEE	koncentrace	klasifikace	R – věty
Cefalexin	239-773-6/ 15686-71-2	100 % w/w	Xn	R20/21/22, R42/43, R36/37/38

Xn zdraví škodlivý  
R20/21/22 zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití  
R42/43 může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží  
R36/37/38 dráždí oči, dýchací orgány a kůži

#### 3. Identifikace nebezpečnosti přípravku

1. Nejvýznamnější rizika: přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý
2. Kontakt s očima: může způsobit zánět spojivek
3. Kontakt s kůží: může způsobit senzibilizaci
4. Požití: požití velké dávky způsobuje nevolnost, průjem, zvracení
5. Vdechnutí: postiženého udržujte v klidu a teple



## Bezpečnostní list podle směrnice 91/155/EHS

### BORDETELLA SUPPLEMENT

#### 4. Pokyny pro první pomoc

1. Obecná doporučení: pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc
2. Vdechnutí: přesuňte postiženého na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Kontakt s kůží: omyjte velkým množstvím vody, v případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc
4. Kontakt s očima: proplachujte oči (i pod víčky) velkým množstvím tekoucí vody – min 15 minut. V případě podráždění vyhledat lékařskou pomoc
5. Požití: při nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc

#### 5. Pokyny pro hasební zásah

1. Vhodné hasební prostředky: CO<sub>2</sub>, suchý prášek, voda.
2. Nevhodné hasební prostředky: -
3. Zvláštní nebezpečí: -
4. Zvláštní ochranné pomůcky: -

#### 6. Opatření v případě náhodného úniku

1. Osobní ochranné prostředky : -
2. Opatření na ochranu životního prostředí: -
3. Čištění / metody sběru: nechejte nasáknout do suchého inertního materiálu a uložte do kontejneru pro uložení odpadu. Likvidace dle platné legislativy.

#### 7. Zacházení a skladování

1. Zacházení: nejsou nutná žádná zvláštní opatření
2. Skladování: v lednici při 5 -12 °C

#### 8. Omezování expozice a ochrana osob

1. Technická ochranná opatření: -
2. Expoziční limity: -
3. Ochrana dýchacích orgánů: používejte schválené/certifikovaná ochranné prostředky (roušky)
4. Ochrana rukou: používejte ochranné rukavice
5. Ochrana očí: používejte ochranné brýle
6. Hygienická opatření: používejte vhodný pracovní oděv

#### 9. Fyzikální a chemické vlastnosti látky/přípravku

1. Vzhled: bílý jemný prášek

## Bezpečnostní list podle směrnice 91/155/EHS

### BORDETELLA SUPPLEMENT

#### 10. Stabilita a reaktivita

1. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: nevystavujte přímému slunečnímu světlu
2. Materiály, kterých je nutno se vyvarovat: -
3. Nebezpečné produkty rozkladu: -
4. Další informace: -

#### 11. Toxikologické informace:

1. Akutní toxicita: Cephalexin: ORL-potkan LD50: > 20gm/kg
2. Akutní expozice: mírné podráždění
3. Chronická expozice: k negativním efektům patří citlivost, karcinogenita, teratogenita, mutagenita, synergické produkty a zdravotní podmínky, obecně považované za ztížené expozicí. Nadměrná koncentrace prachu na pracovišti snižuje viditelnost a má nepříjemné účinky pro oči, uši a nos.

#### 12. Ekologické informace

1. Mobilita: -
2. Rozložitelnost: -
3. Bioakumulace: -
4. Ekotoxicita: nejsou k dispozici údaje o vlivu na životní prostředí

#### 13. Pokyny pro likvidaci

1. Likvidace látky/přípravku: dle platné legislativy
2. Kontaminované kontejnery: likvidujte stejně jako látku, kterou obsahují

#### 14. Informace pro dopravu

---

#### 15. Informace o právních předpisech

Informace o značení dle směrnice EHS



zdraví škodlivý

R-věty:

- R20/21/22                   zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
- R42/43                       může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
- R36/37/38                   dráždí oči, dýchací orgány a kůži



## Bezpečnostní list podle směrnice 91/155/EHS

### BORDETELLA SUPPLEMENT

#### 16. Další informace

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na současných znalostech. Všechny materiály mohou představovat nepoznaná nebezpečí a je třeba s nimi podle toho zacházet.

První vydání: 12/01/2004  
Revize: 23/03/2009