



Icon-5^{OP}

Nejmenší analyzátor s laserovou technologií
a 5populačním diferenciálem pro otevřené zkumavky

Výhody

- Kompletní krevní obraz za 1 minutu
- Snadné použití, příjemné ovládání
- Extrémně malé rozměry, spotřeba reagensů i objem vzorku
- Možné využít pro POC testování
- Měření z otevřených zkumavek
- Minimální údržba
- Vzdálený přístup



VÝROBCE:

norma

DISTRIBUTOR:

**BioVendor
LM[®]**

Technické specifikace

Katalogové číslo:	NO50H
26 parametrů:	WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C
Měřicí technologie:	Detekce rozptýleného světla pomocí laseru, impedanční metoda pro RBC, fotometrické stanovení HGB
Scattergam, histogramy:	5populační scattergram pro WBC a histogramy pro RBC, PLT
Režim vzorků:	Práce s otevřenými zkumavkami
Pipetovaný objem vzorku:	38 µl plné krve
Zpracovávaný objem vzorku:	2 × 1,4 µl plné krve
Výkon:	57 testů za hodinu
Přesnost (CV%):	WBC < 3%, RBC < 2%, PLT < 5%, MCV < 1%, HGB < 2%
Kapacita paměti:	40 000 výsledků včetně scattergramů, histogramů a datech o pacientech
Uživatelské rozhraní:	LCD, 10.1", 1280 x 800 s kapacitní dotykovou obrazovkou
Konektivita:	2 × USB port, ethernet, LIS (HL7 a ASTM)
Rozměry:	280 × 216 × 336 mm
Hmotnost:	8,5 kg
Potřebné reagenty:	Diluent, lyzační roztok a promývací roztok

Icon-5^{OP} kombinuje nejmodernější technologii a inovace šetrné k životnímu prostředí s oceňovaným designem