

**ELI.H.A ASPERGILLUS (102)**

Référence / Catalog number

44602

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lot de conditionnement<br><i>Packaging lot</i> | <b>25-10118B</b>                       |
| Date d'expiration<br><i>Expiration date</i>    | <b>31/05/2026</b><br><b>2026-05-31</b> |

| Réactifs<br><i>Reagents</i>                          | Lot de fabrication<br><i>Production lot</i> | Date d'expiration<br><i>Expiration date</i> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Flacon R1 (2,2 mL)<br>R1 (2.2 mL) vial               | 10118                                       | 31/05/2026                                  |
| Flacon R2 (1 mL)<br>R2 (1 mL) vial                   | 10118                                       | 31/05/2026                                  |
| Flacon CONTROL + (0,2 mL)<br>CONTROL + (0.2 mL) vial | 10118                                       | 31/05/2026                                  |
| Flacon CONTROL - (0,2 mL)<br>CONTROL - (0.2 mL) vial | 10118                                       | 31/05/2026                                  |
| Flacon R3 (2 mL)<br>R3 (2 mL) vial                   | 10118                                       | 31/05/2026                                  |
| Flacon BUF (55 mL)<br>BUF (55 mL) vial               | 10118                                       | 31/05/2026                                  |

**RESULTATS - RESULTS**

| Flacon R1 (2,2 mL)<br>R1 (2.2 mL) vial               | Résultats / Résultats             | Résultats théoriques /Theoretical results                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement primaire<br><i>Primary packaging</i> | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                             |
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>                       | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                             |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>         | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Suspension d'hématies marron<br><i>Brown suspension of red blood cells</i>                                                                                    |
| Performances<br><i>Performances</i>                  | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Sérums humains frais / <i>Fresh human sera</i><br>Sérums positifs / <i>Positive sera</i><br>Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |
| Flacon R2 (1 mL)<br>R2 (1 mL) vial                   | Résultats / Résultats             | Résultats théoriques /Theoretical results                                                                                                                     |
| Conditionnement primaire<br><i>Primary packaging</i> | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                             |
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>                       | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                             |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>         | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Suspension d'hématies marron<br><i>Brown suspension of red blood cells</i>                                                                                    |
| Performances<br><i>Performances</i>                  | <b>Conforme</b><br><b>Conform</b> | Sérums humains frais / <i>Fresh human sera</i><br>Sérums positifs / <i>Positive sera</i><br>Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |

| <b>Flacon CONTROL + (0,2 mL)<br/>CONTROL + (0.2 mL) vial</b>                   | <b>Résultats / Résultats</b>                      | <b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement primaire<br><i>Primary packaging</i>                           | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>                                                 | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>                                   | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Liquide translucide<br><i>Translucent liquid</i>                    |
| Titre<br><i>Titer</i>                                                          | <b>1/320</b><br><b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| <b>Flacon CONTROL - (0,2 mL)<br/>CONTROL - (0.2 mL) vial</b>                   | <b>Résultats / Résultats</b>                      | <b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>                    |
| Conditionnement primaire<br><i>Primary packaging</i>                           | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>                                                 | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>                                   | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Liquide translucide<br><i>Translucent liquid</i>                    |
| <b>Flacon R3 (2 mL)<br/>R3 (2 mL) vial</b>                                     | <b>Résultats / Résultats</b>                      | <b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>                    |
| Conditionnement primaire<br><i>Primary packaging</i>                           | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>                                                 | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>                                   | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Liquide rouge<br><i>Red liquid</i>                                  |
| <b>Flacon BUF (55 mL)<br/>BUF (55 mL) vial</b>                                 | <b>Résultats / Résultats</b>                      | <b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>                    |
| Conditionnement primaire<br><i>Primary packaging</i>                           | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>                                                 | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>                                   | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Liquide incolore translucide<br><i>Translucent colorless liquid</i> |
| <b>Contrôle du conditionnement</b><br><b><i>Conformity after packaging</i></b> | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i>                 | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |

Lot contrôlé et libéré le  
*Controlled and accepted on :*

03/04/2025

Par / By : Delphine GIRAUD  
Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**  
Parc d'activités du Plateau  
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
SAS au Capital de 480 864 €  
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



*Fin du Document / End of document*