

98032 Todd-Hewitt bujón 5ml - malá zkumavka z-TH 5

Datum výroby: 4. 6. 2025

Šarže: z-TH 5-0088

Expirace: 1. 11. 2025

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,8 ± 0,2	
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
Růstové vlastnost		
Streptococcus pyogenes CCM 4425	růst	vyhovuje
Streptococcus pneumoniae CCM 4501	růst	vyhovuje
Neisseria meningitidis CCM 4634	růst	vyhovuje