



Icon-5

Nejmenší analyzátor s laserovou technologií
a 5populačním diferenciálem pro uzavřené zkumavky

Výhody

- Kompletní krevní obraz za 1 minutu
- Snadné použití, příjemné ovládání
- Extrémně malé rozměry, spotřeba reagensů i objem vzorku
- Možné využít pro POC testování
- Lze spojit s Norma podavačem vzorků
- Minimální údržba
- Vzdálený přístup



VÝROBCE:

norma

DISTRIBUTOR:

BioVendor Group®

Technické specifikace

Katalogové číslo	NI50H
26 parametrů:	WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C
Měřicí technologie:	Detekce rozptýleného světla pomocí laseru, impedanční metoda pro RBC, fotometrické stanovení HGB
Upozornění:	Nezralé granulocyty, variantní lymfocyty, shluky PLT
Scattergam, histogramy:	5populační scattergram pro WBC a histogramy pro RBC, PLT
Režim vzorků:	Práce s uzavřenými zkumavkami
Pipetovaný objem vzorku:	38 µl plné krve
Zpracovávaný objem vzorku:	2 × 1,4 µl plné krve
Výkon:	60 testů za hodinu
Přesnost (CV%):	WBC < 3%, RBC < 2%, PLT < 5%, MCV < 1%, HGB < 2%
Kapacita paměti:	40 000 výsledků včetně scattergramů, histogramů a datech o pacientech
Uživatelské rozhraní:	LCD, 10.1", 1280 × 800 s kapacitní dotykovou obrazovkou
Konektivita:	2 × USB port, ethernet, LIS (HL7 a ASTM)
Rozměry:	280 × 216 × 336 mm (bez podavače)
Hmotnost:	9,4 kg (bez podavače)
Potřebné reagenty:	Diluent, lyzační roztok a promývací roztok

Icon-5 kombinuje nejmodernější technologii a inovace šetrné k životnímu prostředí s oceňovaným designem

**BioVendor®
Group**

BioVendor – Laboratorní medicína s.r.o.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,
Česká republika
+420 549 124 111
www.biovendor.cz

Kontakt

Mgr. Brožová Kristýna Ph.D.
Product Manager
+420 607 040 747
brozova@biovendor.cz