



SAFE® STARTER PACK SMALL - SNADNÉ ŘEŠENÍ PRO SKLADOVÁNÍ VZORKŮ

Single Tube Reader

Stacionární čtečka jednotlivých zkumavek skenuje 2D kódy SAFE® i všech běžných 2D zkumavek.

- Snadný export do MS Excel, textových nebo obrazových souborů
- Doplněná o lineární čtečku čárových kódů pro současné skenování bočních 1D čárových kódů
- SAFE® Standard indikuje správně naskenované zkumavky (zeleně), nesprávně naskenované (červeně) a chybějící zkumavky (šedě)

1-Channel Capper/Decapper

Pro otevírání a zavírání zkumavek se šroubovacím uzávěrem

- Uzávěry nespadnou, ale mohou být odstraněny pomocí stávajícího zařízení
- Uspadňuje manipulaci s jednotlivými zkumavkami

10 pre-capped Racks

Uzavřené zkumavky v stojanu dle vašeho výběru

- SBS-standard a stohovatelné 2D kódované zkumavky
- Uzávěry vybavené bezpečným zajišťovacím mechanismem
- K dispozici volitelně s uzávěrem Easy Lock a Slide Lock
- Volitelně se zkumavkami se závitem uvnitř nebo vně

BioVendor®
Group

BioVendor –
Laboratorní medicína s.r.o.
Karásek 1767/1, 621 00 Brno
www.biovendor.cz

Kontaktujte nás:
Mgr. Eva Dulavová
+420 606 646 629
dulavova@biovendor.cz