



CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate

COMPL. MYCOFAST REVOLUTION (25)

Référence / Catalog number

00062

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	151145
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	27/01/2017 2017-01-27

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST REVOLUTION	150725	2017-01-27
S. M.h.	151018	2017-10-22

RESULTATS - RESULTS

Controle MYCOFAST REVOLUTION <i>MYCOFAST REVOLUTION Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme <i>Conform</i>	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme <i>Conform</i>	<i>Ureaplasma urealyticum ATCC27815</i> <i>Ureaplasma urealyticum 569</i> <i>Ureaplasma urealyticum 66</i> <i>Ureaplasma urealyticum ATCC 33175</i> <i>Mycoplasma hominis ATCC23114</i> <i>Mycoplasma hominis 814</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme <i>Conform</i>	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme <i>Conform</i>	<i>Ureaplasma urealyticum : ATCC 27618</i> <i>Mycoplasma hominis : ATCC 23114</i> Conformité / spécifications

		Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement	Conforme	Conformité / spécifications
Conformity after packaging	Conform	Conformity / specifications

Lot accepté le / Accepted on :

24/11/2015

Par / By : Laetitia ROBIN

Quality Control Manager



Fin du Document / End of document
