

**SÚHRN A VYSVETLENIE**

Súprava PHS reagent je kolorizačným činidlom určeným pre vývin sfarbenia testu PHS v diagnostických súpravách. Podrobný popis práce s činidlom a interpretácia výsledku testu je súčasťou pracovného návodu príslušnej diagnostickej súpravy.

**PRINCÍP**

Substrát v jamke mikrotitračnej doštičky je mikroorganizmom rozložený a vizualizovaný pomocou PHS reagentu.

**OBSAH SÚPRAVY**

- PHS reagent 20 ml (Ref. 3008)
- informačný leták

**VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

- **Len pre diagnostické použitie *in vitro*.**
- **Len pre profesionálne použitie.**
- Dodržujte presne pracovný návod!
- Všetky vzorky a inokulované produkty sa musia považovať za potenciálne infekčné a pri manipulácii s nimi je treba rešpektovať bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov.
- Nepoužívajte produkt po dátume expirácie.
- Pred použitím skontrolujte, či je obal nepoškodený. Poškodené súpravy nepoužívajte.
- Zbytok preexspirovaného alebo znehodnoteného činidla likvidujte podľa interných predpisov v súlade s platnou legislatívou. Obalové materiály likvidujte ako triedený odpad.

Súprava obsahuje žieravý hydroxid draselný (1 %).

R 36/R38 Dráždí oči a pokožku.

S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranu očí a tváre.

S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

**PODMIENKY SKLADOVANIA**

PHS reagent skladujte v tme pri teplote +2 až +8°C. Expirácia je uvedená na etikete každého balenia.

**SUMMARY AND EXPLANATION**

PHS reagent is reagent used for generation of colour in test PHS in diagnostic kits. Detailed description of work with reagent PHS and interpretation of result of test is part of particular kit manual.

**PRINCIPLE**

The substrate in well of microtitration plate is decomposed by the microorganism and visualized using the PHS reagent.

**DIAGNOSTIC KIT CONTAINS**

- PHS reagent 20 ml (Ref. 3008)
- information leaflet

**WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS**

- **For *in vitro* diagnostics use.**
- **For professional use only.**
- Follow the instructions exactly!
- All samples and inoculated products have to be considered as potentially infectious and obvious safety regulations of your country must be respected while handling.
- Do not use overexpired product.
- Before use, check if the packaging is intact. Do not use damaged kit.
- Leftovers of overexpired or devaluated reagent liquidate according to regulations of your country. Packaging materials are recyclable.

Kit contains caustic potassium hydroxide (1 %)

R 36/R38 Irritating to eyes and skin.

S 37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection.

S 26 In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S 45 In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label when possible).

**STORAGE**

PHS reagent can be stored in temperatures between +2 and +8°C. Expiration date is showed on label of each package.

Last revision date: 29. 05. 2012

**SOUHRN A VYSVĚTLENÍ**

Souprava PHS reagent je kolorizačním činidlem určeným pro vývin zbarvení testu PHS v diagnostických soupravách. Podrobný popis práce s činidlem a interpretace výsledku testu je součástí pracovního návodu příslušné diagnostické soupravy.

**PRINCIP**

Substrát v jamce mikrotitrační destičky je mikroorganizmem rozložen a vizualizován pomocí PHS reagentu.

**OBSAH SOUPRAVY**

- PHS reagent 20 ml (Ref. 3008)
- informační leták

**VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

- **Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.**
- **Pouze pro profesionální použití.**
- Dodržujte přesně pracovní návod!
- Veškeré vzorky a inokulované produkty se musí považovat za potenciálně infekční a při manipulaci s nimi je třeba respektovat obvyklá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.
- Nepoužívejte produkt po datu expirace.
- Před použitím zkontrolujte, zda je obal nepoškozen. Poškozené soupravy nepoužívejte.
- Zbytky proexspirovaného nebo znehodnoceného činidla likvidujte dle interních předpisů v souladu s platnou legislatívou. Obalové materiály likvidujte jako tříděný odpad.

Souprava obsahuje žravý hydroxid draselný (1 %)

R 36/R38 Dráždí oči a kůži.

S 37/39 Používejte vhodné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 45 V případě úrazu, nebo necítíte – li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukážte označení látky nebo přípravku).

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ**

PHS reagent skladujte v temnu při teplotě +2 až +8°C. Expirace je uvedena na etiketě každého balení.

Datum poslední revize: 29. 05. 2012

**ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT**

A PHS reagens kiegészítő színképző reagens a foszfátáz enzim kimutatására diagnosztikai készletekben.

A reagens használatának részletes leírása és az eredmény kiértékelése az adott diagnosztikai készlet használati utasításának részét képezi.

**AZ ELJÁRÁS ELVE**

A mikrotiter lemez lyukaiban lévő szubsztrát mikroorganizmusok által kerül lebontásra. A folyamatot a PHS reagens segítségével mutatjuk ki.

**A KÉSZLET TARTALMA**

- PHS reagens (Ref. 3008)
- információs útmutató

**FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK**

- **Kizárólag *in vitro* diagnosztizáláshoz.**
- **Kizárólag professzionális felhasználásra.**
- Tartsuk be a pontos munkamenetet!
- Minden minta potenciálisan fertőzőnek tekintendő, kövesse a fertőző anyagok kezeléséhez előírt biztonsági előírásokat.
- Lejárt szavatosságú terméket ne használjunk.
- Használat előtt ellenőrizzük a csomagolást. Sérült csomagolású terméket ne használjunk.
- A lejárt szavatosságú vagy sérült csomagolású reagenst a munkahely belső előírásainak megfelelően, az érvényes rendeletek szerint semmisítsük meg A csomagolóanyagot szelektív hulladékként távolítsuk el.

A teszt maró hatású kálium-hidroxidot (1%) tartalmaz.

R36/38 - Szem- és bőrirritáló hatású.

S 37/39 - Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

S 26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 45 - Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvos kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

**TÁROLÁSI FELTÉTELEK**

A PHS reagenst sötét helyen +2 - + 8 °C -on tároljuk. A szavatossági idő a csomagoláson van feltüntetve.

Ellenőrizve: 29. 05. 2012

Dátum poslednej revízie: 29. 05. 2012