

Microspin (FV-2400) - minicentrifuga/vortex



Centrifuga **MicroSpin FV-2400** je univerzální centrifugou pro všechny typy klinických i průmyslových laboratoří.

Umožňuje simultánní vortexování a centrifugaci vzorků. Vortexový modul je umístěn uprostřed centrifugační hlavice.

Jedná se o centrifugu otevřeného typu (bez víka), což urychluje celý proces centrifugace a resuspenzních operací.

Specifikace:

Rychlost centrifugace (fixní):	2 800 rpm	3 500 rpm
Maximální RCF:	450 x g	700 x g
Kontinuální a pulsní pracovní režim.		
Vnější rozměry: (Š x H x V)	120 x 170 x 120 mm	
Hmotnost:	1,4 kg	
Požadavky na napájení:	230 V, 50 Hz	230 V, 60 Hz
Příkon (230 V):	30 W (0,13 A)	25 W (0,1 A)



Katalogová čísla:

Centrifuga Microspin
včetně standardních rotorů **R-1,5M** a **R-0,5/0,2M** **FV-2400**

Variabilní rotory pro centrifugu Microspin (kat. č. FV-2400)

Typ rotoru	Popis	Kapacita	Druh	Katalog. číslo
1 R-0,5/0,2M	12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml mikrozkušavky	24 ks	standard	R-0,5/0,2M
2 R-1,5M	12 x 1,5 ml mikrozkušavky	12 ks	standard	R-1,5M
3 R-2/0,5	8 x 2 ml + 8 x 0,5 ml mikrozkušavky	16 ks	volitelný	R-2/0,5
4 R-2/0,5/0,2	6 x 2 ml + 6 x 0,5 ml + 6 x 0,2 ml mikrozkušavky	18 ks	volitelný	R-2/0,5/0,2
5 SR-16	stripy 2 x 8 po 0,2 ml	16 ks	volitelný	SR-16
6 SR-64	stripy 8 x 8 po 0,2 ml	64 ks	volitelný	SR-64

1 R-0.5/0.2M



2 R-1.5M



3 R-2/0.5



4 R-2/0.5/0.2



5 SR-16



6 SR-64



Vortexování zkumavky za chodu centrifugy

