


# BioMag Pure 12

## Automatický izolátor nukleových kyselín

BioMagPure 12 izolátor je automatický systém na izoláciu nukleových kyselín. Dodávané kazety a spotrebný materiál umožňujú automatickú a vysoko kvalitnú izoláciu nukleových kyselín. Osvedčená technológia magnetickej separácie zaisťuje účinnú, jednoduchú, spoľahlivú a ekonomicky efektívnu purifikáciu.

### Specifikace

- Dĺžka izolácie: 30 – 50 min
- Možnosť behu až 12 vzoriek
- Extrakčná technológia-magnetické guľôčky
- Skenovanie čiarových kódov pomocou čítačky
- Elučný objem: 50 – 300  $\mu$ l
- Nie je potrebné pripojenie k PC
- LCD displej
- Rozmery 480 x 700 x 520 cm
- Váha 43 kg
- Výber zo širokého množstva izolačných kitov



### Izolácia prebieha v troch jednoduchých krokoch



VÝROBCE:



DISTRIBUTOR:





FOLLOW US

BIOVENDOR.GROUP

## Zoznam izolačných kitov

BS-060201-AK	<b>BioMagPure Blood DNA Extraction Kit200 (48)</b>	Izolácia gDNA z krvi, objem vzorku až do 400 µl
BS-060201-BK	<b>BioMagPure Blood DNA Extraction Kit1200 (48)</b>	Izolácia gDNA z krvi, objem vzorku až do 1 ml
BS-060201-CK	<b>BioMagPure Viral Nucleic AcidExtraction Kit (48)</b>	Izolácia vírusovej NK z plazmy, séra alebo bezbunkové telesné tekutiny, objem vzorku až do 400 µl
BS-060201-QK	<b>BioMagPure Viral Nucleic AcidExtraction Kit Large volume (48)</b>	Izolácia vírusovej NK z plazmy, séra alebo bezbunkové telesné tekutiny, objem vzorku až do 1 000 µl
BS-060201-DK	<b>BioMagPure Tissue DNA Extraction Kit (48)</b>	Izolácia gDNA z rôznych zvieracích tkanív, sterov a krvných škvŕn
BS-060201-EK	<b>BioMagPure Cultured Cell DNA Extraction Kit (48)</b>	Izolácia gDNA až z 5x10 <sup>6</sup> bunkovej kultúry
BS-060201-FK	<b>BioMagPure Bacterial DNA ExtractionKit (48)</b>	Izolácia gDNA baktérií
BS-060201-GK	<b>BioMagPure HPV DNA Extraction Kitfor Swab samples (48)</b>	Izolácia DNA HPV zo sterov
BS-060201-IK	<b>BioMagPure TB DNA Extraction Kit (48)</b>	Izolácia DNA Mycobacterium tuberculosis zo spúta a pulmonálnych vzoriek alebo kultúr
BS-060201-JK	<b>BioMagPure FFPE DNA Extraction Kit(48)</b>	Izolácia gDNA z FFPE bločkov
BS-060201-KK	<b>BioMagPure Forensic DNA ExtractionKit (48)</b>	Izolácia gDNA z forenzných vzoriek - vyschnutá krv, kosti, vzorky zo sexuálneho napadnutia, stery alebo filtre
BS-060201-LK	<b>BioMagPure Viral/Pathogen Nuclei-cAcids Extraction Kit A (48)</b>	Izolácia vírusovej DNA/RNA a patogénnej DNA z bezbunkových vzoriek
BS-060201-MK	<b>BioMagPure Viral/Pathogen Nuclei-cAcids Extraction Kit B (48)</b>	Izolácia vírusovej DNA/RNA a patogénnej DNA zo sterov
BS-060201-NK	<b>BioMagPure Viral RNA Extraction Kit(48)</b>	Izolácia vírusovej RNA z plazmy alebo séra
BS-060201-OK	<b>BioMagPure Plant DNA extraction Kit(48)</b>	Izolácia gDNA z rastlín
BS-060201-PK	<b>BioMagPure Total RNA Extraction Kit(48)</b>	Izolácia celkovej RNA z rôznych typov vzoriek
BS-060201-RK	<b>BioMagPure CFC DNA Extraction WKit Large Volume (48)</b>	Izolácia voľnej cirkulujúcej DNA z plazmy, séra alebo bezbunkových telesných tekutín, objem vzorku až 5 ml