

BioMagPure 12



Automatický izolátor nukleových kyselín

BioMagPure 12 izolátor je automatický systém na izoláciu nukleových kyselín. Dodávané kazety a spotrebný materiál umožňujú automatickú a vysoko kvalitnú izoláciu nukleových kyselín. Osvedčená technológia magnetickej separácie zaisťuje účinnú, jednoduchú, spoľahlivú a ekonomicky efektívnu purifikáciu.



- Dĺžka izolácie: 30-50 min
- Možnosť behu až 12 vzoriek
- Extrakčná technológia-magnetické guľôčky
- Skenovanie čiarových kódov pomocou čítačky
- Elučný objem: 50-300 µl
- Nie je potrebné pripojenie k PC
- LCD displej
- Rozmery 480 x 700 x 520 cm
- Váha 43 kg
- Výber zo širokého množstva izolačných kitov

Izolácia prebieha v troch jednoduchých krokoch:

vloženie vzorky



spustenie izolácie



získanie izolátu



KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 546 506 67 · Fax: +421 2 546 506 68
E-mail: info@biovendor.sk · www.biovendor.sk



Zoznam izolačných kitov

KAT. ČÍSLO	NÁZOV KITU	CHARAKTERISTIKA
BS-060201-AK	BioMagPure Blood DNA Extraction Kit200 (48)	Izolácia gDNA z krvi, objem vzorku až do 400 µl
BS-060201-BK	BioMagPure Blood DNA Extraction Kit1200 (48)	Izolácia gDNA z krvi, objem vzorku až do 1 ml
BS-060201-CK	BioMagPure Viral Nucleic AcidExtraction Kit (48)	Izolácia vírusovej NK z plazmy, séra alebo bezbunkové telesné tekutiny, objem vzorku až do 400 µl
BS-060201-QK	BioMagPure Viral Nucleic AcidExtraction Kit Large volume (48)	Izolácia vírusovej NK z plazmy, séra alebo bezbunkové telesné tekutiny, objem vzorku až do 1 000 µl
BS-060201-DK	BioMagPure Tissue DNA Extraction Kit (48)	Izolácia gDNA z rôznych zvieracích tkanív, sterov a krvných škvŕn
BS-060201-EK	BioMagPure Cultured Cell DNA Extraction Kit (48)	Izolácia gDNA až z 5x10 ⁶ bunkovej kultúry
BS-060201-FK	BioMagPure Bacterial DNA ExtractionKit (48)	Izolácia gDNA baktérií
BS-060201-GK	BioMagPure HPV DNA Extraction Kitfor Swab samples (48)	Izolácia DNA HPV zo sterov
BS-060201-IK	BioMagPure TB DNA Extraction Kit (48)	Izolácia DNA Mycobacterium tuberculosis zo spúta a pulmonálnych vzoriek alebo kultúr
BS-060201-JK	BioMagPure FFPE DNA Extraction Kit(48)	Izolácia gDNA z FFPE bločkov
BS-060201-KK	BioMagPure Forensic DNA ExtractionKit (48)	Izolácia gDNA z forenzných vzoriek - vyschnutá krv, kosti, vzorky zo sexuálneho napadnutia, stery alebo filtre
BS-060201-LK	BioMagPure Viral/Pathogen NucleicAcids Extraction Kit A (48)	Izolácia vírusovej DNA/RNA a patogénnej DNA z bezbunkových vzoriek
BS-060201-MK	BioMagPure Viral/Pathogen NucleicAcids Extraction Kit B (48)	Izolácia vírusovej DNA/RNA a patogénnej DNA zo sterov
BS-060201-NK	BioMagPure Viral RNA Extraction Kit(48)	Izolácia vírusovej RNA z plazmy alebo séra
BS-060201-OK	BioMagPure Plant DNA extraction Kit(48)	Izolácia gDNA z rastlín
BS-060201-PK	BioMagPure Total RNA Extraction Kit(48)	Izolácia celkovej RNA z rôznych typov vzoriek
BS-060201-RK	BioMagPure CFC DNA Extraction Kit Large Volume (48)	Izolácia voľnej cirkulujúcej DNA z plazmy, séra alebo bezbunkových telesných tekutín, objem vzorku až 5 ml

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 546 506 67 · Fax: +421 2 546 506 68
E-mail: info@biovendor.sk · www.biovendor.sk