



Kopčianska 80
851 01 Bratislava
www.gtrade.sk

Novinka na trhu.

Laboratórne miešadlo s USB portom.

Unikátny design

Dotykové tlačidlá umožňujú jednoduchú obsluhu miešadla. Čím viac zvyšujete rýchlosť miešania, tým sa diódy točia rýchlejšie.

Použitie tak, ako si prajete

Možnosť pripojenia miešadla k USB Vám dáva neuveriteľnú flexibilitu v prevádzke. Pomocou powerbanky môžete použiť miešadlo v mrazničke alebo v inkubátore.

Toto miešadlo je laboratórny prístroj vhodný na bezkontaktné miešanie kvapalín v laboratórnych nádobách.

Technické údaje

Materiál púzdra / pracovný povrch **ABS / polyester**

Rozsah rýchlosti **15-1500 obr./min.**

Príkon **3 W**

Menovité napätie **5 V**

Stupeň ochrany **IP65**

Teplota pre prevádzku zariadenia **-25°C až +70°C**

Rozmery (bez napájacieho zariadenia a kábla) **162x122x10 mm**

Hmotnosť **165 g**

Prevádzkové pokyny

Maximálny priemer nádoby **100 mm**

Objem zmiešaných kvapalín **50-800 ml**

Odporúčaná veľkosť miešačky **25 mm**



